## ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА РАДИОТЕХНИКИ И КИБЕРНЕТИКИ

# Дифракция света.

Работу выполнил: Шурыгин Антон Алексеевич, группа Б01-909

Долгопрудный, 2021

### Содержание

1	Теория	3
2	Описание установки	3
3	Ход работы и обработка данных	4
4	Вывод	5

Цель работы:

Оборудование:

#### 1 Теория

Пусть на покоящийся электрон (энергия покоя  $mc^2$ ) налетает  $\gamma$ -квант с начальной энергией  $\hbar\omega_0$ . После соударения электрон приобретает энергию  $\gamma mc^2$  и импульс  $\gamma mv$ , а  $\gamma$ -квант рассеивается на некотрый угол  $\theta$  по отношению к начальному направлению с новой энергией  $\hbar\omega_1$ . Из законов сохранения импульса и энергии можно получить, что разница между длинами волн падающего и рассенного  $\gamma$ -квантов

$$\Delta \lambda = \lambda_1 - \lambda_0 = \frac{h}{mc} (1 - \cos \theta). \tag{1}$$

В наличии этой разницы и заключается эффект Комптона. Для дальнейшего применения полезно будет представить (1) в виде

$$\frac{1}{\varepsilon(\theta)} - \frac{1}{\varepsilon_0} = 1 - \cos\theta$$

где  $\epsilon_0 = E_0/mc^2$  — начальная энергия  $\gamma$ -квантов в единицах  $mc^2$ ,  $\epsilon(\theta)$  — энергия рассеянных  $\gamma$  -квантов в тех же единицах.

Отметим, что всё вышесказанное применительно в том случае, когда электрон свободный, что справедливо для лёгких атомов, где энергия связи не больше нескольких килоэлектрон-вольт, а чаще всего меньше, и  $\gamma$ -квантов с энергией в несколько десятков-сотен килоэлектрон-вольт.

#### 2 Описание установки

Измерительный комплекс состоит из  $\Phi$ ЭУ, питаемого от высоковольтного выпрямителя ВСВ, усилителя-анализатора УА, являющего-

ся входным интерфейсом компьютера ЭВМ, управляемого с клавиатуры КЛ (Рис. 1b). Информация отображается на дисплее  $\Delta$ . При работе  $\Phi$ ЭУ в спектрометрическом режиме величина выходного электрического импульса пропорциональна энергии регистрируемого  $\gamma$ -кванта. В итоге возникает распределение электрических испульсов (Рис. 2), имеющее фотопик, положение вершины которого нас будет интересовать. Левее фотопика начинается непрерывный спектр комптоновских электронов, который сохраняется при любом угле рассеяния. Номер канала на распределении соответствует энергии регистрируемой частицы, точность его определения примерно 1%.

Пусть  $\varepsilon(\theta) = AN(\theta)$ , A – коэффициент пропорциональность,  $N(\theta)$  – номер соответствующего канала. Тогда  $(\ref{eq:total_start})$  перепишется как

$$\frac{1}{N(\theta)} - \frac{1}{N(0)} = A(1 - \cos \theta).$$
 (1b)

Отсюда можно определить энергию покоя электрона как

$$mc^2 = E_{\gamma} \frac{N(90)}{N(0) - N(90)},$$
 (2)

где  $E_{\gamma}=E_0$  – энергия испускаемых источником  $\gamma$ -квантов.

#### 3 Ход работы и обработка данных

Устанавливая сцинтилляционный счётчик под разными углами  $\theta$ , произведём измерения, каждое примерно по десять минут, отмечая, какому каналу соответствует фотопик при каждом значении угла. Картина, наблюдаемая на дисплее компьютера, представлена на Рис. 3 Результаты измерений представлены в Таблице 1, как отмечалось выше, погрешнсть измерения канала – 1%, так как она для всех измерений больше, чем половина расстояния до соседнего возможного пика, учитывалась только она, погрешность измерения угла  $\theta$  берём ценой деления лимба  $\sigma_{\theta} = 2^{\circ}$ .

По этим данным постоим график зависимости  $1/N(\theta)$  от  $1-\cos\theta$  (Рис. 4). Здесь погрешности считали по формулам

$$\begin{split} \sigma_{1/N} &= \frac{\sigma_N}{N^2}, \\ \sigma_{1-\cos\theta} &= \sin(\theta)\sigma_\theta. \end{split}$$

$$\begin{split} A &= \frac{\langle xy \rangle - \langle x \rangle \langle y \rangle}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}, \quad \sigma_A &= \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\langle y^2 \rangle - \langle y \rangle^2}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} - A^2}, \\ \frac{1}{N(0)} &= \langle y \rangle - A \langle x \rangle, \quad \sigma_{1/N(0)} = \sigma_A \sqrt{\langle x^2 \rangle}, \end{split}$$

где  $\langle \cdot \rangle$  обозначает среднее значение, n = 13 – число опытов.

Из аппроксимации получим «наилучшие» значения каналов для  $\theta=0^\circ$  и  $\theta=90^\circ$ :

где погрешности считались по формулам

Наконец, по формуле (??) (для N(0) и N(90) брались наилучшие значения) получим энергию покоя электрона

$$mc^2 = 480 \pm 20$$
 кэВ

погрешность считалась по формуле

$$\sigma_{mc^2} = \sqrt{\left(\frac{\vartheta(mc^2)}{\vartheta N_{\text{maun}}(0)}\right)^2 \sigma_{N_{\text{maun}}(0)}^2 + \left(\frac{\vartheta(mc^2)}{\vartheta N_{\text{maun}}(90)}\right)^2 \sigma_{N_{\text{maun}}(90)}^2}$$

Здесь использовалось, что  $E_{\gamma}=662$  кэВ (значение взято из [?]). Истинная энергия покоя электрона 510 кэВ лежит в двух сигмах от полученного результата.

#### 4 Вывод

В ходе работы было исследовано рассеяние  $\gamma$ -квантов на графите, подтверждена теоретическая формула для распределения энергии  $\gamma$ -квантов по углам рассеяния, а также как следствие посчитана энергия покоя электрона  $\mathrm{mc}^2=480\pm20$  кэВ.